

Warszawa, 06.04.2022 r.

Istotne zmiany dotyczące wykonania badań odczynnikami:

### **Białko całkowite o nr kat. B6528-125**

1. Proporcja próbki do odczynnika w aplikacji: 1:100 ( np. 250 µl i 2,5 µl próbki)
2. Liniowość do 150 mg/L ( 15 mg/dL).  
Po wprowadzeniu zmian proszę o wykonanie kalibracji i badań na surowicach kontrolnych

**Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami instrukcji dołączonej do zestawu.**

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem Kontroli Jakości Alpha Diagnostics, tel. (22) 631-40-13.

Warszawa, 06.04.2022 r

Istotne zmiany dotyczące wykonania badań odczynnikami:

### **Białko całkowite o nr kat. B6528-125**

1. Proporcja próbki do odczynnika w aplikacji: 1:100 ( np. 250 µl i 2,5 µl próbki)
2. Liniowość do 150 mg/L ( 15 mg/dL).  
Po wprowadzeniu zmian proszę o wykonanie kalibracji i badań na surowicach kontrolnych

**Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami instrukcji dołączonej do zestawu.**

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem Kontroli Jakości Alpha Diagnostics, tel. (22) 631-40-13.