

Warszawa, 01.03.2022 r.

**ZMIANY W APLIKACJACH DO APARATÓW BIOCHEMICZNYCH DLA ODCZYNNIKA
GGT-110 Z FIRMY ERBA**

Odczynnik R1: 200 μ L

Odczynnik R2: 50 μ L

Próbka: 20 μ L

Liniowość do 500 U/L

Pozostałe parametry w aplikacji pozostają takie same jak w GTTP firmy Alpha Diagnostics.

Po wprowadzeniu zmian proszę o przeprowadzenie **kalibracji oraz kontroli** na surowicach kontrolnych.

Miana Multikalibratora oraz surowic kontrolnych pozostają bez zmian.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem Kontroli Jakości Alpha Diagnostics, tel. (22) 631-40-13.

Dorota Grzesiak-Nagórska
Kierownik Kontroli Jakości