

Warszawa, 09.03.2023 r.

**NOTATKA DORADCZA****DOTYCZĄCA WARTOŚCI DLA WYBRANYCH PARAMETRÓW  
W SUROWICACH KONTROLNYCH PRZY UŻYCIU KALIBRATORA  
Spintrol „H” CAL s. 2490**

Parametr	Surowica Kontrolna Normalna s. 200051	Surowica Kontrolna Patologiczna s. 201061	Spintrol „H” NORMAL s.4592
<b>ALP</b>	<b>76 (57,8-94,2) U/L</b>	<b>151 (115-187) U/L</b>	<b>Wartość z metryczki oryg.</b>
<b>HDL</b>	<b>56 (44,8-67,2) mg/dL</b> 1,45 (1,16-1,74)mmol/l	<b>61 (48,8-73,2) mg/dL</b> 1,58 (1,26-1,89) mmol/l	<b>39 (31,2-46,8) mg/dL</b> 1,01 (0,81-1,21) mmol/l
<b>KWAS MOCZOWY</b>	<b>5,8 (5,0-6,61)mg/dL</b> 345 (297-394) µmol/L	<b>9,6 (8,26-10,9) mg/dL</b> 571 (491-651) µmol/L	<b>5,59 (4,81–6,37 )mg/dL</b> 333 (286–379) µmol/L

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Kontroli Jakości Alpha Diagnostics, tel. (22) 631-40-13.

Dorota Grzesiak-Nagórska  
Kierownik Kontroli Jakości